

Comuníquese con nosotros

**Preguntas o molestias
urgentes**
Telehealth Nursing
651-229-3890

Otras preguntas acerca de su cuidado

Pacientes de St. Paul Clinic:
Línea directa Nurse Call
651-578-5000

Pacientes de otras clínicas:
Comuníquese con un
miembro su equipo de
atención médica de Gillette.

Citas

651-290-8707

Libros, DVD y más

Encuentre materiales acerca de las discapacidades, las afecciones médicas y de apoyo para los encargados del cuidado.

Recursos de salud y educación

Campus de St. Paul, cerca de
skyway en el cuarto piso

651-229-3938
hre@gillettechildrens.com

Ortesis Toraco-Lumbo-Sacra (OTLS) de una pieza y perfil alto

Instrucciones generales de aplicación

One Piece High-Profile Thoraco-Lumbar-Sacral Orthosis (TLSO) Application Guidelines | Spanish

educación del paciente
EDR063-SP

Autoaplicación

1. Póngase una camiseta limpia y ajustada o un "bodysock." Asegúrese de que la camiseta esté lisa y sin arrugas. Deberá extenderse más allá de los bordes de la ortosis para proteger la piel.
2. Extienda la ortosis abriéndola en la parte de atrás.
3. Coloque la ortosis sobre su cuerpo asegurándose que las hendiduras de la cintura queden correctamente en la cintura.
4. Ajuste las tiras hasta la marca indicada. Si la tiras no están marcadas ajuste hasta que el ortosis quede bien pegada al cuerpo.

