

Suministros: kit de bajo perfil con botón G-Tube, jeringa con agua

1. Lávese las manos
2. Asegúrese de tener el tamaño de botón correcto. Verifique el tamaño francés y la longitud de la estoma. "francés" significa el ancho del tubo. La longitud de la estoma es la longitud del tracto G-Tube.
3. Antes de colocarlo, infle el globo en el nuevo botón usando el puerto del globo en el botón del tubo G hasta el volumen de llenado recomendado con agua. Asegúrese de que no haya signos de fugas. Desinfla el globo.
4. Lubrique el sitio de la estoma, o el área en el abdomen donde se inserta el tubo G, con un lubricante, como K-Y o jalea lubricante. NO use aceites ni vaselina como lubricante.
5. Desinfe el globo del botón insertado insertando una jeringa en el puerto de llenado del globo y retirando el agua.
6. Tire suavemente hacia arriba y retire el dispositivo de la estoma con presión lenta y constante.
7. Aplique lubricante soluble en agua en la punta del dispositivo. Es posible que tenga un refuerzo azul o blanco en su kit para colocar en el tubo G y ayudar a guiar la colocación.
8. Presione suavemente la punta de la sonda G a través de la estoma y dentro del estómago hasta que el exterior del tubo quede plano contra el estómago.
9. Retire el refuerzo si lo usa.
10. Llene una jeringa con el volumen correcto de agua y conéctela al puerto de llenado del globo e infle el globo hasta el volumen de llenado recomendado.
11. Tire suavemente de la sonda G y compruebe si hay signos de fugas.
12. Limpie cualquier líquido o lubricante del tubo y de la estoma.
13. Compruebe la colocación correcta del tubo insertando un juego de extensión en el puerto de alimentación. Luego, desenganche el juego de extensión y escuche el aire y / o conecte la jeringa y tire del émbolo de la jeringa hacia atrás para buscar contenido estomacal como fórmula o líquido gástrico.